

Anti-Cd83 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q01151

Artikelnummer: CM0007831



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD83, validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Immunantwort- und dendritische Zellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD83 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BL11; HB15; CD83
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9308
Gen-ID	9308
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD83 (Q01151) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01151
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel