


Anti-Cd84 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uib8

Artikelnummer: CM0007321



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD84 (SLAMF5), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf die extrazelluläre Domäne ab; geeignet für Studien zur Signalübertragung und Funktion von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD84 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Spezies	Mensch
Gen-ID	8832
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 246-345 von humanem CD84 (Q9UIB8) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIB8
Proteinmasse	39kDa
Versand	Eisbeutel