


Anti-Cd84 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Uib8

Artikelnummer: CM0004272



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CD84 (SLAMF5), entwickelt für Anwendungen in WB, IF/ICC, FC und ELISA. Reagiert spezifisch mit menschlichem CD84, einem 39 kDa großen Immunzellrezeptor, der für Signalwege und hämatopoetische Studien wichtig ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD84 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Spezies	Mensch
Gen-ID	8832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-225 von menschlichem CD84 (NP_001171808.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UIB8
Proteinmasse	39kDa
Versand	Eisbeutel