


Anti-Cd84 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uib8

Artikelnummer: CM0026690



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD84 (SLAMF5). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Immunzellaktivierung, der SLAM-Familien-Signalübertragung und der Biologie hämatopoetischer Vorläuferzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD84 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Spezies	Human
GeneID (Human)	8832
GeneID	8832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-225 des humanen CD84 entspricht (NP_003865.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UIB8
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel