


Anti-Cd85j Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0024525



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD85j (LILRB1), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen Proben. Ein wesentliches Werkzeug für die Erforschung der Immunregulation und inhibitorischer Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD85j Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; CD85j
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10859
Gen-ID	10859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-458 von humanem CD85j (NP_006660.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8NHL6
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel