


Anti-Cd86 (B7-2) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42081

Artikelnummer: CM0013827



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD86 (B7-2), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Geeignet für T-Zell-Aktivierung und immunologische Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD86 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	942
GenID	942
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 25-133 von humanem CD86 (NP_787058.4) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42081
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel