


Anti-Cd86 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P42081

Artikelnummer: CM0002784



Einführung

Dieser Kaninchen-monoklonale Antikörper richtet sich gegen humanes CD86 (B7-2, LAB72), ein kostimulatorisches Molekül auf antigenpräsentierenden Zellen. Validiert für WB, IF/ICC, FC und ELISA unterstützt er die Forschung zur Immunaktivierung und zu Immun-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD86 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	942
Gen-ID	942
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-241 von humanem CD86 (NP_787058.5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42081
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel