


## Anti-Cd86 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P42081

Artikelnummer: CM0023954



### Einführung

CD86 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Kostimulation, der CD28/CTLA4-Signalwege und von Viruseintrittsmechanismen. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-CD86.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD86 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86                                                                                     |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| GeneID (Human)    | 942                                                                                                                       |
| GeneID            | 942                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-133 von humanem CD86 (NP_787058.4) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | P42081                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 38kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                 |