


Anti-Cd89 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P24071

Artikelnummer: CM0009013



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CD89 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie mit Reaktivität gegen humane Proben. Ziel: Immunglobulin alpha Fc Rezeptor (FCAR, FcalphaRI, 32 kDa).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD89 mAb
Bemerkungen/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2204
Gen-ID	2204
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P24071
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel