


Anti-Cd89-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P24071

Artikelnummer: CM0009774



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD89 (FcαR), validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanen Proben, Molekulargewicht 32 kDa. Ideal zur Untersuchung IgA-vermittelter Immunantworten. Versand auf Eisbeuteln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD89-mAk
Bezeichnungen/Alias	CD89; FcαR; FcαRI; CTB-61M7.2
Art	Mensch
Gen-ID	2204
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-227 des humanen CD89 (NP_001991.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24071
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel