

Anti-Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07725

Artikelnummer: CM0008010

Einführung

Mit ABflo 647 konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Ratten-CD8a für die Durchflusszytometrie (FC). Rekombinantes Immunogen, reaktiv mit Ratte. Ideal für die Analyse von CD8+ T-Zellen, Phänotypisierung von Immunzellen und Forschung an zytotoxischen Lymphozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Ratte CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
Spezies	Ratte
GeneID (Mensch)	925
GeneID	24930
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-189 von Ratten-CD8a (NP_113726.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P07725
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel