


Anti-Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01732

Artikelnummer: CM0009129



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanen und Cynomolgus CD8a gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von CD8+ T-Zell-Subsets und Immunreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	925
Gen-ID	925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-182 von humanem CD8A (NP_001759.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01732
Proteingewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel