


Polyklonaler Anti-Cd8A-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01732

Artikelnummer: CM0018611



Einführung

Robuster polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD8A, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit murinem CD8A. Geeignet für die Erforschung von T-Zellen und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD8A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	925
GeneID	925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-182 des humanen CD8A (NP_001759.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01732
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel