


Anti-Cd8A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01731

Artikelnummer: CM0018925



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CD8A (Lyt-2), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt das 27 kDa T-Zell-Korezeptor, ideal für die Immunantwort- und zytotoxische T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD8A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2; CD8A
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	925
GenID (Maus)	12525
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus-CD8A
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel