


Anti-Cd8A Kaninchen Polymab® Für Wb, Ihc-P, Mihc - P01732 / P01731

Artikelnummer: CM0004007



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes/mäuses CD8A gerichtet ist. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, mIHC und ELISA. Erkennt CD8A über Mensch, Maus, Ratte und Cynomolgus-Affe. Unverzichtbar für T-Zell-Immunologie und Immuno-Onkologie-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	CD8A Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD8A;CD8;Leu2;MAL;p32
Spezies	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	925
Gen-ID	925/12525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-182 von humanem CD8A (NP_001759.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Cynomolgus-Affe
SWISS	P01732/P01731
Proteingewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel