

## Anti-Cd8B Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P10966

Artikelnummer: CM0029451

### Einführung

Hochwertiges Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes CD8B (CD8beta). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt die T-Zell-Oberflächenglykoprotein-CD8-Beta-Kette, die für die Interaktion mit MHC-Klasse-I-Molekülen und die CTL-Aktivierung essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | CD8B Kaninchen pAb                                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Aliase | LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta; CD8B                                                                                                   |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)     | 926                                                                                                                                                |
| GenID              | 926                                                                                                                                                |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-170 von humanem CD8B (NP_757362.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                          |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                             |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                |
| SWISS              | P10966                                                                                                                                             |
| Proteingewicht     | 24 kDa                                                                                                                                             |
| Versand            | Eispackung                                                                                                                                         |