

Anti-Cd8B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P10966

Artikelnummer: CM0006814

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD8 β (CD8B, LYT3), validiert für Western Blotting, Durchflusszytometrie und ELISA. Geeignet für T-Zell-Immunologie und Immun-Checkpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD8 β Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LY3, P37, LEU2, LYT3, Ly-3, CD8B1, CD8beta, CD8 β
Spezies	Human
GeneID (human)	926
GeneID	926
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-170 von humanem CD8B (NP_004922.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P10966
Protein-Gewicht	24kDa
Versand	Eistasche