


Anti-Cd9-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa - P21926

Artikelnummer: CM0007016



Einführung

Monoklonaler CD9-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Durchflusszytometrie und ELISA; weist das humane CD9-Tetraspanin nach, das an Zelladhäsion, Spermien-Eizell-Fusion und Thrombozytenaktivierung beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD9-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	928
Gen-ID	928
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21926
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku