


Anti-Cd9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21926

Artikelnummer: CM0019823



Einführung

Hochwertiges CD9 Kaninchen-pAb (P21926) für WB, IHC-P, ELISA. Validiert in humanen, Maus- und Rattenproben. Stammt vom Kaninchen, Immunogen a.a. 112-195. Zuverlässig für die Erforschung von Zelladhäsion, Thrombozytenaktivierung und Spermien-Eizell-Fusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
Spezies	Human
GeneID (Human)	928
GeneID	928
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 112-195 von humanem CD9 (NP_001760.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21926
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche