

Anti-Cd90.1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01831

Artikelnummer: CM0020585

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen murines CD90.1 (Thy1.1) für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt das GPI-verankerte Thy-1-Membranglykoprotein, das an Zelladhäsion und Synaptogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD90.1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; CD90.1
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	7070
Gen-ID (Maus)	21838
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-120 des murinen CD90.1 (NP_033408.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku