

Anti-Cd90.2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Elisa, Fc - P01831

Artikelnummer: CM0011743

Einführung

CD90.2 Kaninchen monoklonaler Antikörper (mAK), validiert für ELISA und Durchflusszytometrie (FC). Erkennt das murine Thy-1-Membranglykoprotein (P01831). Ideal für Forschungsanwendungen in Immunologie und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD90.2 Kaninchen mAK
Bemerkungen/Aliase	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	7070
GeneID (Maus)	21838
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus-CD90.2.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	ELISA, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel