

Anti-Cd90/Thy1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P04216

Artikelnummer: CM0004225

Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD90/Thy1, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Analyse der Oberflächen-CD90-Expression in der Immunologie- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD90/Thy1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD90; CDw90
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7070
GenID	7070
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein enthaltend die Aminosäuren 20-130 von humanem CD90/Thy1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04216
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel