

Anti-Cd90/Thy1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04216

Artikelnummer: CM0002795

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen CD90/Thy1 (UniProt P04216) für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes und ratten Thy-1 Membranglykoprotein, das an Zell-Zell-Interaktionen und Synaptogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD90/Thy1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7070
Gen-ID	7070
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD90/Thy1 (P04216) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P04216
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel