

## Anti-Cd90/Thy1 Monoklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Fc, Elisa - P04216

Artikelnummer: CM0007282

### Einführung

Hochwertiger rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD90/Thy1 (P04216), KD-validiert. Ideal für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Untersucht Zell-Zell-Interaktionen und Synaptogenese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD Validiert] CD90/Thy1 Kaninchen mAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | CD90; CDw90; [KO/KD Validiert] CD90/Thy1                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)    | 7070                                                                                                                               |
| GenID             | 7070                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-130 von humanem CD90/Thy1 (NP_006279.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, FC, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                             |
| SWISS             | P04216                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 18kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |