

Anti-Cd90/Thy1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01831

Artikelnummer: CM0008305

Einführung

Hochwertiger CD90/Thy1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes Thy-1 Antigen. Geeignet für Neurowissenschaften und Zellmembranstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD90/Thy1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	7070
GenID	21838
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-130 von murinem CD90/Thy1 (NP_033408.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01831
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel