

Anti-Cd90/Thy1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P04216

Artikelnummer: CM0021221

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD90/Thy1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes Thy-1-Membranglykoprotein in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschungsarbeiten in den Bereichen Neurowissenschaften und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD90/Thy1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7070
GeneID	7070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-130 des humanen CD90/Thy1 (NP_006279.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04216
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku