

Anti-Cd93 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc, Elisa - 089103

Artikelnummer: CM0004083

Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Maus-CD93 (C1q-Rezeptor, Ly68) für Immunfluoreszenz/Immuncytochemie, Durchflusszytometrie und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem CD93. Ideal für Studien zu Phagozytose, Entzündung und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD93 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	22918
GeneID	17064
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-181 von Maus-CD93 (NP_034870.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	089103
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel