

Anti-Cd94 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13241

Artikelnummer: CM0005899



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD94 (KLRD1), konjugiert mit . Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für die Immunüberwachungsforschung von NK-Zellen und T-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD94 mAk
Anmerkungen/Alias	KLRD1; CD94; natürliche Killerzellen-Antigen CD94
Spezies	Mensch
GeneID	3824
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen CD94
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13241
Proteingewicht	17 kDa / 20 kDa
Versand	Eisbeutel