


Anti-Cd95/Fas Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P25446

Artikelnummer: CM0008887



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD95/FAS, direkt konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Apoptose-Forschung in Thymus-, Leber-, Lungen- und Herzgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD95/FAS mAk
Bemerkungen/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	355
Gen-ID (Maus)	14102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-169 von Maus-CD95/FAS entspricht. (NP_032013.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25446
Proteinmasse	37KDa
Versand	Eisbeutel