

Anti-Cd95/Fas Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P25445

Artikelnummer: CM0005642



Einführung

Rekombinanter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD95/FAS (UniProt P25445). Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Unterstützt Apoptose- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD95/FAS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
Spezies	Human
GeneID (Human)	355
GeneID	355
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-173 von humanem CD95/FAS (NP_000034.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25445
Protein-Gewicht	9-38 kDa
Versand	Eistasche