

Anti-Cd96-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40200

Artikelnummer: CM0024294



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes CD96 (TACTILE), validiert für WB und ELISA. Erkennt CD96 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der Adhäsion von T-Zellen und NK-Zellen sowie der späten Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD96 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TACTILE; CD96
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10225
GenID	10225
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 270-370 von humanem CD96 (NP_937839.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40200
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel