

Anti-Cd96 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P40200

Artikelnummer: CM0007589



Einführung

CD96 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Erkennt humanes CD96, einen Adhäsionsrezeptor von T- und NK-Zellen, der an späten Immunantworten beteiligt ist. Geeignet für Forschung zu Interaktionen von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD96 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Zelloberflächenantigen CD96; CD96
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10225
GeneID	10225
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-519 von humanem CD96 (NP_937839.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40200
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel