


Anti-Cd96/Tactile Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - Q3U0X8

Artikelnummer: CM0004167



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD96/TACTILE. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) und ELISA. Ziel ist ein T-Zell-Oberflächenprotein, das an der NK-Zell-Adhäsion beteiligt ist. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD96/TACTILE Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Spezies	Maus
GeneID (Human)	10225
GeneID (Mouse)	84544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-536 von Maus CD96/TACTILE (NP_115854.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3U0X8
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eistüte