

Monoklonaler Anti-Cd97-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P48960

Artikelnummer: CM0008164



Einführung

Für die Durchflusszytometrie validierter, mit konjugierter monoklonaler Anti-human-CD97-Antikörper. Reagiert mit humanem CD97, einem Adhäsions-GPCR der Leukozyten, der an Migration und Entzündungsprozessen beteiligt ist. Geeignet für die IVD-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-human-CD97-mAb
Bemerkungen/Alias	CD97; TM7LN1
Art	Mensch
Gen-ID	976
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-398 des humanen CD97 entspricht (NP_510966.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P48960
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Kühlakku