

Anti-Cd97-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48960

Artikelnummer: CM0007119



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-CD97-Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Spezifisch für humanes CD97, einen Adhäsions-GPCR, der an der Leukozytenmigration und an Entzündungsreaktionen beteiligt ist. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 92 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD97-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	CD97; TM7LN1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	976
GeneID	976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-398 des humanen CD97 (NP_510966.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P48960
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Kühlpack