

Anti-Cd97 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Z0M6

Artikelnummer: CM0020489

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD97 (Adgre5) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Geeignet für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, -migration und GPCR-Signalwegen in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD97 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Cd97; TM7LN1; CD97
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	976
Gen-ID	26364
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-265 von Maus-CD97 entspricht. (NP_036055.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Z0M6
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel