

Anti-Cd98 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P10852

Artikelnummer: CM0009616



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD98 (SLC3A2), validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung des Aminosäuretransports, der Integrin-Signalgebung und der Tumorprogression in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD98 mAb
Bemerkungen/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6520
GenID	17254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 105-526 von Maus-CD98 (NP_032603.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10852
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel