

Anti-Cd98 Kanin-Polyclonal Antikörper Für Wb - P10852

Artikelnummer: CM0022170



Einführung

Hochwertiger Kanin-Polyclonal Antikörper gegen Maus CD98 (SLC3A2) für Western Blotting und ELISA. Validiert in Maus- und Rattengewebe. Rekombinantes Immunogen, Molekulargewicht 58 kDa. Ideal für Forschung zu Aminosäuretransport und Integrin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD98 Kanin pAb
Bemerkungen/Aliase	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; CD98
Spezies	Maus
GeneID	17254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 105-526 von Maus-CD98 enthält. (NP_032603.3)
Quelle	Kanin
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10852
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel