

Anti-Cd98/Slc3A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P08195

Artikelnummer: CM0007849



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD98/SLC3A2 (4F2hc), validiert für WB, IF, IHC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zu Aminosäuretransportern und Forschung zur Integrin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD98/SLC3A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6520
GenID	6520
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 206-630 des menschlichen SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08195
Proteingewicht	58-71 kDa
Versand	Eisbeutel