


Anti-Cd98/Slc3A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08195 / P10852

Artikelnummer: CM0002884



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes/mausisches CD98/SLC3A2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Das Zielantigen ist eine schwere Kette von Aminosäuretransportern, die am Aminosäureaustausch und der Integrin-Signalgebung beteiligt sind.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert]CD98/SLC3A2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Spezies	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	6520
Gen-ID	6520/17254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 206-630 von humanem/mausischem SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P08195/P10852
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel