

Anti-Cd98/Slc3A2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Western Blot, Immunfluoreszenz, Elisa - P08195

Artikelnummer: CM0006767



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD98/SLC3A2 (58 kDa, P08195). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zielt auf die schwere Kette von Aminosäuretransportern ab, die an Nährstoffaufnahme, Integrin-Signalgebung und viralen Eintritt beteiligt sind. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD98/SLC3A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6520
GeneID	6520
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 461-630 von humanem SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08195
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel