


Anti-Cd99-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14209

Artikelnummer: CM0023366



Einführung

CD99-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ziel ist humanes CD99 (MIC2, 19 kDa), das an der T-Zell-Adhäsion und der Leukozyten-Extravasation beteiligt ist. Ideal für Immunologie- und Adhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD99 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4267
GenID	4267
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 23-124 von humanem CD99 (NP_002405.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14209
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel