


## Anti-Cd99 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14209

Artikelnummer: CM0020880



### Einführung

CD99 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in humanen Proben. Ziel ist das CD99-Antigen, das an der T-Zell-Adhäsion und Leukozyten-Transmigration beteiligt ist. Rekombinantes Immunogen (aa 23-185).

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                   |
|-------------------|----------------------------------------|
| Produktname       | CD99 Kaninchen pAb                     |
| Bemerkungen/Alias | MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99 |
| Spezies           | Mensch                                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 4267                                   |
| Gen-ID            | 4267                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                  |
| Quelle            | Kaninchen                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                 |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                 |
| SWISS             | P14209                                 |
| Proteingewicht    | 19kDa                                  |
| Versand           | Eisbeutel                              |