


Anti-Cd99 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - P14209

Artikelnummer: CM0010785



Einführung

Hochwertiger CD99-kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Reagiert mit dem menschlichen CD99-Antigen (MIC2, HBA71), das an der T-Zell-Adhäsion beteiligt ist. GenID: 4267, SWISS: P14209.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD99 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4267
GenID	4267
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-123 von menschlichem CD99 (NP_002405.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14209
Proteingewicht	16-19 kDa
Versand	Eisbeutel