

Anti-Cd99L2 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb - Q8Tcz2

Artikelnummer: CM0022037

Einführung

CamelBio bietet anti-CD99L2 kaninchen polyklonalen Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-CD99L2. CD99L2 spielt eine Rolle bei der Leukozytenextravasation und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD99L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD99B; MIC2L1; CD99L2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83692
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-185 des humanen CD99L2 (NP_113650.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TCZ2
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel