

Anti-Cda Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P32320

Artikelnummer: CM0007509



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CDA (Cytidin-Deaminase), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Validiert in Human- und Maus-Spezies. Vorhergesagtes Molekulargewicht 16 kDa. Ideal für Studien zum Nukleotidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDA Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CDD; CDA
Spezies	Human
GeneID (Human)	978
GeneID	978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-146 von humanem CDA (NP_001776.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P32320
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel