

Anti-Cda-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P32320

Artikelnummer: CM0024184



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen Cytidin-Desaminase (CDA) gerichtet ist und für Western Blot, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Erkennt menschliches, murines und rattes CDA. Ideal für Studien zum Nukleosidstoffwechsel. Zugriffsnummer: P32320.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDD, CDA
Spezies	Mensch
Gen-ID	978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-146 des menschlichen CDA (NP_001776.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32320
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel