

Anti-Cda Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P32320

Artikelnummer: CM0005965



Einführung

CamelBio bietet einen Anti-CDA Kaninchen monoklonalen Antikörper an, validiert für IHC-P, FC (intra), ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem CDA, einer Cytidin-Desaminase, die am Pyrimidin-Salvage-Weg beteiligt ist. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDD; CDA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	978
GenID	978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-146 von menschlichem CDA (NP_001776.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P32320
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel