

Anti-Cda-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32320

Artikelnummer: CM0015100



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen Cytidineaminase (CDA), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines CDA (16 kDa); ideal für die Erforschung des Nukleotidstoffwechsels und von Granulozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CDD; CDA
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	978
GeneID	978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1–146 der humanen CDA (NP_001776.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P32320
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku