


Anti-Cdc123 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75794

Artikelnummer: CM0014549



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes CDC123 (D123, C10orf7), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Translationsinitiierung und eIF2-Komplex-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC123 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	D123; C10orf7; CDC123
Spezies	Mensch
GenID	8872
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-336 von humanem CDC123 (NP_006014.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75794
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel